

PHYSIOESTHÉTIKA
— TECHNOLOGIE —

INCUBATEUR DE TUBES

LE CONTRÔLE DU MICROPROCESSEUR ASSURE
UNE STABILITÉ À LA TEMPÉRATURE +/- 0,5 DANS LA GAMME



INCUBATEUR DE TUBES



PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

FONCTIONNEMENT MULTIPOINT


AFFICHAGE LCD

TEMPÉRATURE MULTIPOINT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCART DE TEMPÉRATURE	-15°C ~ 100°C
STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE	±0.5°C
HOMOGENÉITÉ DE LA TEMPÉRATURE	±0.5°C
PRÉCISION D'AFFICHAGE	0.1°C
TEMPS DE CHAUFFAGE	≤12MIN (25-100°C)
TEMPS DE REFROIDISSEMENT	20-25 MIN (25-0°C)
OPÉRATION MULTIPOINT	OUI
LE POINT DE TEMPÉRATURE PEUT ÊTRE RÉGLÉ	9
RÉGLAGE DU TEMPS	5S -- 23H59MIN
PUISSANCE	96W
TENSION	AC100 - 24V
TAILLE	170°160*102MM



INCUBATEUR DE TUBES

PHYSIOESTHÉTIKA


— TECHNOLOGIE —

Physioesthetika est une société spécialisée dans la vente et après-vente de matériel médical esthétique.

Elle propose différentes gammes de produits pour satisfaire les goûts et les besoins de ses clients à savoir : laser, appareils médicaux, analyse, mésothérapie, amincissement et soins bien-être.

Pour plus d'infos :

PHYSIOESTHETIKA - TANGER


 **+212 5 39 36 73 06**

 **Alkharizmi office centre,**
13 Av. Moulay Slimane, Tanger 90060

 [esthetikaphysio.tanger](https://www.instagram.com/esthetikaphysio.tanger)

 [esthetikaphysio-tanger](https://www.facebook.com/esthetikaphysio-tanger)

PHYSIOESTHETIKA - CASABLANCA

 **+212 5 22 34 40 29**

 **Ain sebaa**
18 All. des Parcs, Casablanca 20250

 [esthetikaphysio.casa](https://www.instagram.com/esthetikaphysio.casa)

 [esthetikaphysiocasa](https://www.facebook.com/esthetikaphysiocasa)

 contact@esthetika.ma

 **+212 6 61 30 70 44**