

Impulsion

balancing instrument
MACHINE 6 EN 1



Quatre Technologies Réunies Pour Un Meilleur Résultat

La machine vous offre 4 techniques dans une seule machine équipée de plusieurs têtes. la machine non invasive la plus complète pour la destruction adypocitaire, dotée de lipolaser, lipocavitation, radiofréquence bipolaire, tripolaire, quadripolaire et multipolaire avec palper-rouler pour traiter la graisse ainsi que le relâchement cutané de l'abdomen, des flancs, du dos, de l'intérieur et extérieur des cuisses et dernièrement de la région sous-mentonnaire. Il s'agit d'une technologie de pointe basée sur une énergie contrôlée, idéale pour des patients cherchant à se débarrasser de la graisse en peu de temps.

LA LIPOCAVITATION:

il s'agit de la première technique qui donne les même résultat que la liposuction mais sans faire usage d'un bistouri, on parle d'une technique indolore permettant de faire fondre les amas graisseux de manière progressive au fil des séances. C'est une méthode d'amincissement innovante utilisant les ondes énergétique pour lutter contre la cellulite, améliore et redessine la silhouette.

LA RADIOFREQUENCE:

est l'émission des ultrasons de hautes fréquences donnant un résultat étonnant sur le remodelage, le vieillissement cutané, l'hydratation, le revitalisation et la tonification. La machine meuni de ces 3 tête de Radiofréquence" la Tripolaire, Quadripolaire, Multipolaire" elle vous permet de travailler visage, double menton et corps.

Le massage sous vide(vaccum + RF) :

Soin remodelant par excellence, le Palper Rouler permet de lisser le d'amas graisseux tout en permettant son évacuation par la circulation sanguine et lymphatique. Le résultat il oxygène et défibrose les tissus, redonne souplesse à la peau et réduit et lisse les la machine vous offre une tête de palper rouler avec des lames de Radiofréquence intégré poue un Résultat garantie.

Lipolaser

hyperthermique pour la destruction de la graisse Applicateurs plats, sans traumatisme d'aspiration pour des résultats optimums La longueur d'onde 1060 nm est fortement absorbée par le tissu adipeux. Sa diffusion thermique en profondeur permet d'éliminer efficacement la graisse diffuse. Avec le temps, le corps élimine naturellement les cellules adipeuses avec des résultats visibles dès 6 semaines et stabilisés après 12 semaines. Traitement laser hyperthermique contrôlé Température atteinte entre 42°C et 47°C et maintenue pendant 21 minutes Sans impact sur les tissus environnants.

théorie

Avec la tête forte collective d'onde sonore, onde sonore forte de 40000HZ peut être émise pour faire vibrer les cellules graisseuses à grande vitesse et produire de nombreuses vide poches d'air à l'intérieur et en dehors des adipocytes, impact robuste sur les cellules adipeuses pour générer un souffle introverti et désagréger le triglycéride dans le glycérol et les acides gras libres. Puis les ondes RF à la fréquence de 1MHZ est utilisé pour évacuer le glycérol et les acides gras libres par la circulation hepatoentéral. Enfin, le vide RF et l'énergie électrode sont utilisés pour positionner et serrage graisse. En physique, il est connu sous le nom de «cavitation». Souffle introverti de Micropore à l'intérieur et à l'extérieur de cellule peut déboucher sur un renforcement de mouvement moléculaire et un niveau d'énergie supérieur et ce va enfin cause graisse rupture cellulaire et ainsi obtenir les effets de musculation et perdre du poids.



Lipocavitation

Radiofrequence corps

Lipolaser

Radiofrequence visage/cou

vaccum + RF



Garantie



facilité de paiement



Qualité du service technique



Formation avec un professionnel